

Witryfikacja oocytów

Mgr Inż. Katarzyna Jaroszek¹, dr Ricardo Faundez ²

¹InviMed – Europejskie Centrum Macierzyństwa
Laboratorium Embriologii Klinicznej

²Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
Zakład Rozrodu Zwierząt, Andrologii i Biotechnologii Rozrodu

VITRIFICATION

Vitrification is the solidification of a solution at low temperature without ice crystal formation



No ice crystal


Possible osmotic stress

Absence of mechanical injury

**CRYOPROTECTANT
TOXICITY??**


How to avoid ice crystal formation?

- Use of high concentration of cryoprotectant provides:
 - liquid/solid transition temperature
 - high viscosity
 - impossibility for the molecules to re-arrange




Amorphous
state

- High speed of cooling, which results from
 - low volume of cryoprotectant ($\sim 1\text{-}2\mu\text{l}$)
 - type of carrier



Techniques

Slow freezing





Vitrification


22-37°C




Techniques










Vitrification 5

Aspirate the shrunk Oocyte (Embryo) in VS2 at the tip of the pasteur pipette (See Figure 10). Place the Oocyte (Embryo) by the black part of Cryotop sheet with minimal volume (less than $0.1 \mu\text{l}$) of VS2 (See Figure 11a and 11b). For more than 2 Oocytes (Embryos), make 1 droplet for each (See Figure 12a and 12b).


Figure 10



Removal of the excess VS on the sheet


After putting oocytes on the Cryotop sheet, the excess VS should be removed by aspirating using pipette.

Step 1




Put the top of the pipette on the bottom end of the big VS drop.

Step 2




Slide the pipette horizontally to outside, and make the VS drop lower.

Step 3




Aspirate the excess VS, and minimize the VS drop (not aspirating oocyte).

Figure 11a: Good example



Make a planar droplet by the black mark of Cryotop sheet.

Figure 11b: Bad example



Make a steric droplet by the black mark of Cryotop sheet. The volume of VS2 is too much.

Figure 12a: Good example





Figure 12b: Bad example



Vitrification 6

Check if the Oocyte (Embryo) is on the sheet with minimal volume of VS2 under the microscope. Plunge the Cryotop into fresh liquid nitrogen quickly.